

**FÓRUNS – 40º EIA
RELATÓRIO DO FÓRUM**

TÍTULO: FÓRUM DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO

Coordenadoras: Alessandra Spada Durante
Luciana Macedo de Resende
Maria Francisca Colella dos Santos

Relator: Isabella Monteiro de Castro Silva

Convidadas: Profa. Renata Mota Mamede Carvalho
Profa. Maria Valéria Schimidt Goffi Gomez

Quantitativo de participantes (em média): 60 pessoas

TEMAS DISCUTIDOS (registrar): DIRETRIZES DE IMITANCIOMETRIA
ORGANIZADO PELA SBFA

APRESENTAÇÃO DE PALESTRAS

Profa Maria Valéria Goffi apresentou como construir uma diretriz, parâmetros e condições para construção do matérias, montagem da equipe de trabalho. Apontou a importância de atualizações periódicas de documentos dessa natureza.
Profa Renata Carvalho realizou a apresentação de todos os pontos das diretrizes.

DISCUSSÕES REALIZADAS NO FÓRUM

Link das Diretrizes de Imitanciometria -

https://www.sbfa.org.br/portal2017/departamentos/1_audicao-e-equilibrio

Como acessar: Acesso ao Menu à esquerda.

• **RESOLUÇÃO CFFA Nº 190, DE 06 DE JUNHO DE 1997**

 **MATERIAIS DE APOIO**

± **DIRETRIZES EM IMITANCIOMETRIA**

± **GUIA DE ORIENTAÇÕES NA AVALIAÇÃO AUDIOLÓGICA**

PRÊMIOS DE DESTAQUE

• **2024**

A sessão do fórum foi iniciada às 18h com cerca de 60 pessoas, chegou à 80 pessoas a partir das 18h30 e se manteve com cerca de 35 pessoas ao final do período da sessão.

A plateia, mostrou-se participativa e aprovou o documento, confirmando a relevância do documento. Houve pontos em discussão e reconhecimento de algumas sugestões para ajustes ou atualização em momento oportuno:

Discussões

- Importância de verificação da calibração do reflexo ipsilateral em dBNPS ou dBNA
- Vantagem do ruído branco devido ao efeito de somação e estimulação da cóclea como um todo
- Amplitude de reflexo em 226Hz em 0,02 ou 0,05 ml a depender do equipamento com maior tendência em aceitar 0,02 ml após publicação das diretrizes da BSA
- Indicação da análise de gradiente

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (*check list*)

Principais deliberações acordadas no Fórum (2025) (registrar):

Sugestões

- Discussão entre uso de medida de gradiente e de largura de curva timpanométrica
 - Sugestão da plateia para laudo, incluir print da tela do exame nos casos de curvas com pico arredondado para melhor análise do quadro pelo médico, visto que o lançamento dos dados nos softwares de notação do exame, camuflam o resultado, mudando as características das curvas
- Amplitude de reflexos com sonda de 1000Hz em 0,9 ml
- Apontada necessidade de inclusão do timpanograma do tipo P, com picos positivos, acima de +50 daPa
- A plateia aprovou a parceria da ABA na ampla divulgação das Diretrizes realizada pela SBFa, com sugestão para a tradução para espanhol e inglês